

**Приложение 2 к Приказу от 13.10.2020 № 997/567 (страница 8),
часть 3 «Проведение экспресс-тестирования ИХА в классе/группе»**

3.3. Тестирующие, ответственные за проведение экспресс-тестирования ИХА в классе/студенческой группе, надевают средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), заходят в учебный кабинет не ранее чем на 20 – 30 минуте урока и начинают процедуру тестирования под видеозапись:

3.3.1. Разъясняют обучающимся при первичном проведении экспресс-тестирования ИХА важность, безопасность и необходимость проведения процедуры.

3.3.2. Распаковывают комплекты с тест-системами, пакеты с пробирками, зондами и тестовыми кассетами.

3.3.3. При проведении экспресс-тестирования ИХА одного обучающегося тестирующий:

3.3.3.1. Находит и отмечает обучающегося в списке.

3.3.3.2. Распаковывает тест-систему и осуществляет маркировку тест-системы порядковым номером согласно номеру обучающегося в ведомости.

3.3.3.3. Обрабатывает руки антисептиком перед проведением экспресс-тестирования каждого обучающегося.

3.3.3.4. Распаковывает стерильный зонд для забора биоматериала.

3.3.3.5. Проводит забор материала у ребенка из носа, а также последующие действия согласно инструкции для получения реакции на тест-кассете.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставлена возможность самостоятельно провести забор биологического материала у своего ребенка из носа в специально отведенном помещении в присутствии ответственного по зданию работника за проведение экспресс-тестирования ИХА.

Обучающимся, достигшим 15-летнего возраста, также предоставлена возможность самостоятельно провести у себя забор биологического материала.

3.3. Для подведения итогов экспресс-тестирования ИХА тестирующий:

3.3.1. Ожидает результат тестовой полоски 5 – 15 минут (в соответствии с инструкцией к тест-системе).

3.3.2. Фиксирует результаты в ведомостях, которые по окончании тестирования передаются ответственному по зданию образовательной организации за организацию экспресс-тестирования ИХА.

3.3.3. Собирает отходы в специальный пакет для дальнейшей утилизации.

3.3.4. Сдаёт неиспользованные тест-системы под роспись ответственному по зданию образовательной организации за организацию экспресс-тестирования ИХА.

3.4. По итогам проведенного экспресс-тестирования ИХА классный руководитель информирует через смс-сообщения в родительском чате об итогах проведенного экспресс-теста в классе/группе.

3.5. Видеозапись проведения экспресс-тестирования ИХА хранится с соблюдением действующих норм законодательства без трансляции и передачи третьим лицам (не менее одного месяца) и предоставляется только по запросу Департамента образования и науки города Москвы.